

NEW

酒造りに改革を起こす 分析装置！
酒ライザー (Sake-Lyzer[®])

2種類（原料米/お酒）の分析が可能です



Sake-Lyzer 外観

酒造用精白米の品質を歩留管理から**タンパク含量**管理に変えて見ませんか？


- ①精白米のタンパク含量、水分含量を容易に測定できます。
- ②精白米歩留りの向上により、収益改善が可能です

もろみの**発酵状況**が容易に求められます

- ①もろみ濾過液 僅か10mlでアルコール含量、日本酒度、グルコース含量が測定できます。
- ②酒造工程の管理が容易にでき、分析負担の軽減が可能です

測定方法：**近赤外分析装置**による分析

機器構成



① 酒ライザー 本体

③ USBケーブル(付属)

② パソコン

(近赤外分析装置は、食品、医薬品の成分測定に広く使用されている分析装置)

測定項目

- ①原料玄米、精白米のタンパク含量、水分含量
- ②もろみ(醪)、清酒のアルコール含量、日本酒度、グルコース含量

付属品 もろみ濾過部品、測定用部品一式
(PCは付属しませんのでWindows10、Excel搭載PCをご準備ください。)

無料モニター募集中！

酒ライザーの発売に伴いまして1年を通して装置の評価をしていただけるお客様を募集しております！
貸出期間についてはご相談ください。

詳細お問い合わせは、弊社営業担当までご連絡ください。

販売元



ベストパートナーであり続けたい
日新精器株式会社

本社	〒734-0022 広島県広島市南区東雲2丁目13番15号	TEL(082)286-7511 FAX(082)286-7512
東広島事業所	〒739-0046 広島県東広島市鏡山3丁目13番地26-406号	TEL(082)420-0517 FAX(082)420-0529
松江営業所	〒690-0884 島根県松江市南田町93番地7	TEL(0852)27-1915 FAX(0852)31-5868
米子営業所	〒684-0001 鳥取県境港市清水町766-8	TEL(0859)44-0919 FAX(0859)44-0925

製造元

ティエム研究所

〒730-0014 広島市中区上幟町8-10-405号

代表：三上 隆司 TEL:090-3176-5481

※(株)サタケで近赤外分析器による米の食味計開発を経験したのちに独立。